

# Prestan professional volwassene. 2000 series

De Prestan professional Volwassene 2000 series heeft alles wat je van een reanimatiepop mag verwachten. Door de uitgebreide feedbackfuncties is de reanimatiepop zowel geschikt voor Basic Life Support als Advanced Life Support trainingen.

De Prestan professional volwassene 2000 series geeft via de ledlampjes in de schouder visuele feedback over de diepte en snelheid van de borstcompressies. Daarnaast biedt de Prestan CPR Feedback-app mogelijkheid tot geavanceerde feedback over de terugslag, diepte, snelheid, ventilatie en hands-off tijd per cursist.



\*mobiel apparaat niet inbegrepen

## De eigenschappen van Prestan reanimatiepop 2000 Series

- **Licht gewicht en gemakkelijk opbergen**  
Prestan reanimatietorso's zijn compact en verrassend licht, ongeveer de helft van vergelijkbare andere merken. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te dragen en eenvoudig op te bergen.
- **Eenvoudig op te zetten en snel aan de slag**  
Het hoofd kan gemakkelijk op de romp worden geplaatst. De long wordt via de hals door de mond gehaald en uiteinden worden bevestigd aan de zijkant van het hoofd. Indien geavanceerde feedback is gewenst, kan het kabeltje eenvoudig op de long worden bevestigd en is de pop na koppeling met de Prestan CPR Feedback-app gereed voor gebruik.
- **Hygiënisch in gebruik**  
Voor de beste hygiëne beschikt iedere cursist over een eigen faceshield waardoor onderling hygiënisch en snel van rol (beademing) gewisseld kan worden. Zowel de faceshields als longzakjes zijn eenvoudig te vervangen.
- **Duale trainingsoplossing**  
Door de uitgebreide feedbackfuncties is de reanimatiepop zowel geschikt voor Basic Life Support als Advanced Life Support trainingen.
- **Feedbackfuncties:**
  - Visuele feedback over diepte en snelheid borstcompressies via feedbackmonitor
  - CPR Feedback-app meet compressiediepte, terugslag, snelheid en hands-off tijd.
  - Meet ingeblazen lucht bij beademen
  - Digitale beoordeling van het resultaat en de prestaties van de cursist
  - Monitoring van meerdere cursisten tegelijk (max. 6 reanimatietorso's per mobiel apparaat)
- **Verbinding via Bluetooth**  
De Prestan CPR Feedback-app maakt via Bluetooth verbinding met de reanimatiepop. De app is beschikbaar voor zowel Apple iOS- als Android-apparaten.
- **Modellen**  
Prestan 2000 series zijn los en als 4-pack verkrijgbaar in lichte of donkere huidskleur, standaard met reanimatiefeedback.