

Prestan Professional AED Trainer Plus.

De Prestan AED UltraTrainer combineert de meest recente technologie met veel instelbare opties. Naast de standaard volwassenmodus biedt de trainer een kindermodus voor het geven van kinderreanimatie (15:2). Dit maakt de AED Trainer uitermate geschikt voor zowel BLS als PBLs-trainingen. De AED UltraTrainer is kwalitatief, duurzaam en betaalbaar.



De eigenschappen van de Prestan AED UltraTrainer

- **Praktisch**
Deze compacte en lichtgewicht AED Trainer geeft cursisten een realistische trainingservaring met trainingspads die voelen (Pad Sensing System) wanneer ze op een oefenpop worden geplaatst. De pads zijn vooraf aangesloten en de gesproken aanwijzingen duidelijk en kalm.
- **Functioneel**
Handig lichtgewicht ontwerp, tweetalig, 5 schok-scenario's, volumeregeling en pauzemogelijkheid. Instructeurs kunnen hun trainingsklasse aanpassen met opties om de reanimatiemetronoom en/of de beademingsinstructie in of uit te schakelen. Cursisten leren zowel vol- als halfautomatische AED-versies aan, evenals het gebruik van dezelfde elektrodenpads bij reanimatie voor volwassenen en kinderen.
- **Voordelig**
Voordelig geprijsd voor het budget van elke instructeur. De softwaremodule bevat niet alleen de taalmodule maar maakt ook eenvoudige updates van richtlijnen mogelijk mochten deze in de toekomst veranderen. U hoeft geen nieuwe trainer aan te schaffen met nieuwe richtlijnen, enkel de module te vervangen.
- **Garantie**
Met een garantie van 3 jaar en duurzame pads die vaak gebruikt kunnen worden, is de AED UltraTrainer gemaakt om lang mee te gaan.