


Prestan catalogue.



Mannequins de secourisme.

Le mannequin de formation PRESTAN a été conçu pour les formations au secourisme du type SST et PSC1. Conforme au référentiel technique, le mannequin de secourisme PRESTAN facilite l'apprentissage du massage cardiaque grâce à son moniteur de fréquence intégré. Le stagiaire sait immédiatement s'il pratique un massage cardiaque au bon rythme et à la bonne profondeur. Le formateur consacre un maximum de temps à la pédagogie grâce à une mise en service simple du mannequin et un entretien facile.

Mannequins de secourisme



Mannequin Adulte
PP-AM-100M-MS



Mannequin Enfant
PP-CM-100M-MS



Mannequin Nourrisson
PP-IM-100M-MS

- Réaliste à l'oeil et au toucher
- Donne une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque pratiqué.
- Le moniteur de fréquence indique au stagiaire en temps réel s'il effectue les compressions au bon rythme.
- Un mécanisme intégré au mannequin de secourisme PRESTAN aide aussi le stagiaire à utiliser la force nécessaire pour que la profondeur de la compression soit correcte.
- De son côté, le formateur peut aisément suivre en simultanée plusieurs stagiaires d'un simple coup d'œil.
- Les formateurs apprécieront la facilité de montage et d'entretien du mannequin.
- Les mannequins d'entraînement à la RCP a été conçu pour enseigner la bonne façon d'incliner la tête en arrière et de relever le menton, avec un procédé breveté.
- Lors des insufflations, la poitrine ne se soulève que si une quantité d'air adéquate est insufflée et que la tête est bien inclinée en arrière
- Les Mannequins PRESTAN utilise une voie respiratoire (poumons) pour une formation et un protecteur facial avec filtre anti retour par stagiaire.

Pack de 4 Mannequins



Pack de 4 Mannequins Adulte
PP-AM-400M-MS



Pack de 4 Mannequins Enfant
PP-CM-400M-MS



Pack de 4 Mannequins Nourrisson
PP-IM-400M-MS

Mannequins de secourisme.

Kits Diversité

Les kits Diversité Prestan comprennent deux mannequins à peau claire et deux mannequins à peau foncée dans une housse de transport pratique. Les kits Diversité sont disponibles en pack de 4 mannequins (Adulte, Enfant et Nourrisson) avec un système unique de retour d'information donnant une évaluation immédiate de la fréquence et de la profondeur du massage cardiaque en cours.



Kit Diversité Prestan, Pack de 4 mannequins Adulte
PP-AM-400M-MSDS



Kit Diversité Prestan, Pack de 4 mannequins Enfant
PP-CM-400-MSDS



Kit Diversité Prestan, Pack de 4 mannequins Nourrisson
PP-IM-400M-MSDS

Mannequins de secourisme.

Pack Collection



Pack Collection
(1 Nourrisson / 1 Enfant / 1 Adulte)
PP-FM-300M-MS


Pack Famille



Pack Famille
2 Nourrissons / 1 Enfant / 2 Adultes
PP-FM-500M-MS

Moniteur de fréquence

Le moniteur de fréquence du mannequin de formation professionnelle Prestan a une façon unique de surveiller aussi bien la profondeur que la fréquence des compressions. Lorsque l'étudiant atteint 100 compressions par minute, la deuxième lumière verte s'allume également, indiquant que la fréquence appropriée a été atteinte. Si l'étudiant ralentit, l'une des lumières vertes s'éteindra, indiquant que l'étudiant doit augmenter la fréquence des compressions. À tout moment, si la profondeur des compressions effectuées par l'étudiant n'est pas correcte, toutes les lumières s'éteignent et la lumière rouge se met à clignoter



Un retour audio est fourni quand la profondeur des compressions effectuées se situe entre 5 et 6 centimètres

Moniteur de fréquence

Améliorez le mannequin de secourisme



Moniteur de fréquence
Adultes: RPP-AMON-1 Enfants: RPP-CMON-1
Nourrisson: RPP-IMON-1

Tête articulée « Jaw Thrust »

La tête « Jaw Thrust » Prestan offre aux stagiaires la possibilité de s'exercer aux techniques de libération des voies aériennes par sublaxation de la mâchoire.



Tête articulée « Jaw Thrust »
RPP-JTHEAD-1-MS

Torse de réanimation Prestan avec tête « Jaw Thrust »
PP-JTM-100M-MS

Prestan Mannequin Adulte Connecte.

Mannequin de formation Adulte avec moniteur de fréquence connecté Bluetooth. Couplé à l'application PRESTAN CPR Feedback, le capteur permet d'analyser en temps réel la performance du massage cardiaque : fréquence, profondeur, décompression, rupture de massage ainsi que la qualité des insufflations



L'application « Prestan CPR Feedback » mesure :

- Fréquence
- Profondeur
- Réexpansion
- Ventilation
- Rupture de massage

Prestan Mannequin Adulte Connecte 2000 serie:
PP-AM-2000-1-MS

Prestan Mannequin Adulte Connecte 2000 serie
Pack de 4: PP-AM-2000-4-MS

Téléchargez l'application gratuite « Prestan CPR Feedback » depuis le Google Play Store ou l'Apple Store.



Kit complémentaire



Pour la mise à niveau à Série 2000 Prestan des torses de réanimation de 2018 ou plus récents.

Prestan Kit complémentaire
RPP-AAOK2000-1



Poumons série 2000

Les voies respiratoires (poumons) Série 2000 sont aussi simples à positionner que les autres poumons. Ces voies respiratoires intègrent un capteur de la ventilation pour analyser la qualité des insufflations via l'application Prestan CPR Feedback.



Poumons série 2000
10 stuks: PP-VALB-10
50 stuks: PP-VALB-50


Pack de 4 Mannequins Ultralite Adulte.

Léger, résistant, le mannequin Ultralite est composé d'une tête à assembler, d'une coque et d'un piston. Le transport et le montage se font rapidement et facilement. Idéal pour des formations avec beaucoup de stagiaires. Le montage des mannequins est rapide et intuitif. Des poumons et protecteurs faciaux peuvent être appliqués pour la pratique des insufflations.

Compact et robuste, le pack ULTRALITE PRESTAN est idéal pour former le maximum de stagiaires à la pratique du massage cardiaque. Les formateurs apprécieront également la légèreté de ce pack (5,8 kg) lors de leur déplacement.

Caractéristiques

- Rapide et facile de mise en place
- Compact: tête et torse empilables
- Léger: 5,8 kg
- Bascule de tête réaliste
- Soulèvement visible de la poitrine (insufflations)
- Compressions réalistes
- Garantie 3 Ans



Pack de 4 Mannequins Ultralite

Pack de 12 Mannequins Ultralite



Pack de 4 Mannequins Ultralite Adulte
PP-ULM-400-MS
Moniteur de fréquence: PP-ULM-400M-MS

Pack de 12 Mannequins Ultralite Adulte
PP-ULM-1200-MS
Moniteur de fréquence: PP-ULM-1200M-MS

Défibrillateurs de formation.

Défibrillateur de formation Professionnel Trainer + UltraTrainer Prestan

Le défibrillateur de formation AED Professional Trainer et UltraTrainer PRESTAN et le simulateur professionnel AED peuvent

Peut être configuré en mode défibrillateur semi automatique et en mode défibrillateur entièrement automatique. Plusieurs scénarios peuvent être choisis avec un rythme choquable, suivi d'un rythme non choquable, uniquement des rythmes choquables, etc... Le volume sonore est également réglable facilement. Le choix de la langue permet de l'utiliser en français ou en anglais.

Le défibrillateur de formation UltraTrainer PRESTAN est entièrement personnalisable : vous pouvez facilement le paramétrer avec ou sans le métronome, avec ou sans les insufflations.

Le système d'électrodes intelligentes est un système intégré sur les électrodes qui permet au défibrillateur de formation de détecter lorsque les deux électrodes ont été positionnées sur le thorax du mannequin de formation. Automatiquement, le défibrillateur de formation va simuler une analyse du rythme cardiaque sans qu'aucune autre manipulation ne soit nécessaire de la part du formateur.

Les électrodes illustrent le positionnement adulte et pédiatrique. Un bouton "Enfant" sur le défibrillateur permet de basculer le défibrillateur de formation en mode pédiatrique.



Défibrillateur de formation professionnel Trainer

PP-AEDT2-102 (Français et Anglais)

PP-AEDT2-402 (Pack de 4, Français et Anglais)



Télécommande en option

PP-AEDT2-100-R

Défibrillateur de formation UltraTrainer

PP-AEDUT-102 (Français et Anglais)

PP-AEDUT-402 (Pack de 4, Français et Anglais)




Défibrillateurs de formation Prestan - caractéristiques.

Les deux défibrillateurs de formation intègrent des caractéristiques uniques

- Instructions vocales claires, audibles et faciles à suivre
- Feedback/coaching RCP
- Passage facile d'une langue à l'autre
- Sélection de la langue, choix de scénarios, réglage du volume et option de pause
- Réglable en mode adulte 30:2 et en mode pédiatrique 15:2
- Configurable en mode semi-automatique et en mode entièrement automatique
- Comprend 5 scénarios de chocs
- Activation ou désactivation du métronome de réanimation
- Activation ou désactivation des instructions pour insufflation
- Les défibrillateurs de formation Prestan sont réglés selon les dernières directives
- Lorsque les directives changent, il suffit de remplacer le module
- La garantie d'usine des défibrillateurs de formation Prestan est de 3 ans.

Les électrodes de formation sont dotées d'un Pad Sensing System

- Les électrodes de formation sont préconnectées et immédiatement prêtes à l'emploi.
- Les électrodes intègrent un interrupteur (Pad Sensing System) qui est activé lorsque les électrodes de formation sont positionnées sur le mannequin. Le défibrillateur de formation poursuit alors automatiquement le protocole.
- Grâce à la colle silicone, combinée à la structure de mousse, les électrodes sont faciles à fixer et à retirer.
- À utiliser sur tous les mannequins de réanimation.
- Peuvent être utilisées pour la formation à la réanimation d'adultes et d'enfants.



Pièces et accessoires Prestan.

Consommables



Poumons Prestan

Adulte Lot de 50: PP-ALB-50
 Enfant Lot de 50: PP-CLB-50
 Nourrisson Lot de 50: PP-ILB-50
 Ultralite Lot de 50: PP-ULB-50
 Serie 2000 Lot de 10: PP-VALB-10
 Serie 2000 Lot de 50: PP-VALB-50



Protecteurs faciaux Prestan

Adulte Lot de 50: PP-AFS-50
 Enfant Lot de 50: PP-CFS-50
 Nourrisson Lot de 50: PP-IFS-50
 Ultralite Lot de 50: PP-UFS-50



Électrodes de formation pour les défibrillateurs de formation Trainer PLUS et UltraTrainer
 1 paire: PP-UTPAD-1
 4 paires: PP-UTPAD-4

Câbles de remplacement



Défibrillateur de formation professionnel Trainer
 RPP-AEDT2-CABLE



Défibrillateur de formation UltraTrainer
 RPP-AEDUT-CABLE

Accessoires



Tapis pour les genoux lors de RCP

Lot de 4: PP-KPAD-4
 Lot de 12: PP-KPAD-12
 Lot de 24: PP-KPAD-24

Gilet de formation à la RCP

Adulte/Enfant/Ultralite:
 1 pièce: PP-ACSHIRT-1
 4 pièces PP-ACSHIRT-4

Nourrisson:
 1 pièce: PP-ISHIRT-1
 4 pièces: PP-ISHIRT-4



Ce catalogue ne répertorie pas toutes les pièces de remplacement ni tous les accessoires.

Y a-t-il une pièce ou un accessoire que vous ne trouvez pas dans ce catalogue? Consultez notre liste de prix ou commandez les pièces via notre [site Web](#).

Liste des prix.

PP-AM-100M-MS	Mannequin Adulte , moniteur de fréquence, housse de transport, pack de 10 voies respiratoires	€ 239,00
PP-AM-100M-DS	Mannequin Adulte, peau foncée, moniteur de fréquence, housse de transport, lot de 10 voies respiratoires	€ 239,00
PP-AM-400M-MS	Pack 4 Mannequins Adulte , moniteur de fréquence, housse de transport, pack de 50 voies respiratoires.	€ 899,00
PP-AM-400M-DS	Pack 4 Mannequins Adulte, peau foncée, moniteur de fréquence, housse de transport, pack de 50 voies respiratoires	€ 899,00
RPP-AMON-1B	Moniteur de remplacement pour Mannequin ADULTE	€ 39,00
PP-FM-500M-MS	Pack Famille 2 Mannequin Adulte , pack de 20 voies respiratoires, 1 Mannequin Enfant , pack de 10 voies respiratoires, 2 Mannequin Nourrisson , pack de 20 voies respiratoires	€ 999,00
PP-ALB-50	Lot de 50 voies respiratoires Adulte	€ 32,00
PP-AFS-50	Lot de 50 protecteurs faciaux Adulte	€ 26,00
PP-JTM-100M-MS	Mannequin Adulte avec tête « Jaw Thrust » , moniteur de fréquence, lot de 10 voies respiratoires, housse de transport	€ 279,00
PP-IM-100M-MS	Mannequin Nourrisson , moniteur de fréquence, housse de transport, lot de 10 voies respiratoires	€ 209,00
PP-ILB-50	Lot de 50 voies respiratoires Nourrisson	€ 32,00
PP-IFS-50	Lot de 50 protecteurs faciaux Nourrisson	€ 26,00
PP-CM-100M-MS	Mannequin Enfant , moniteur de fréquence, housse de transport, lot de 10 voies respiratoires	€ 239,00
PP-CLB-50	Lot de 50 voies respiratoires Enfant	€ 32,00
PP-CFS-50	Lot de 50 protecteurs faciaux Enfant	€ 26,00
PP-AEDT2-102	Défibrillateur de formation Trainer PLUS Prestan - Français et Anglais - protocole pédiatrique 15:2	€ 299,00
PP-AEDUT-102	Défibrillateur de formation UltraTrainer Prestan - Français et Anglais -	€ 209,00
PP-UTPAD-1	Électrodes de remplacement pour défibrillateur de formation Trainer Plus - UltraTrainer Prestan ADULTE - NOURRISSON	€ 26,00
PP-UTPAD-4	Électrodes de remplacement pour défibrillateur de formation Trainer Plus - UltraTrainer Prestan, 4 paires	€ 99,00
PP-ACASE-1	Boîte pour électrodes de remplacement pour défibrillateur de formation Prestan ADULTE - NOURRISSON	€ 9,00
RPP-TCAB-1	Set de câbles de remplacement pour défibrillateur de formation Prestan, 2 câbles	€ 19,00
RPP-AEDUT-CABLE	Set de câbles de remplacement pour défibrillateur de formation UltraTrainer Prestan, 2 câbles	€ 19,00
PP-ULM-400-MS	Pack de 4 mannequins Ultralite Prestan , lot de 50 voies respiratoires, housse de transport	€ 539,00
PP-ULM-400M-MS	Pack de 4 mannequins Ultralite Prestan , moniteur de fréquence, lot de 50 voies respiratoires, housse de transport	€ 599,00

Liste des prix.

PP-ULM-1200-MS	Pack de 12 mannequins Ultralite Prestan , lot de 50 voies respiratoires, housse de transport	€ 1.879,00
PP-ULM-1200M-MS	Pack de 12 mannequins Ultralite Prestan , moniteur de fréquence, lot de 50 voies respiratoires, housse de transport	€ 2.079,00
PP-FM-300M-MS	Pack Collection 1 Mannequin Adulte, lot de 10 voies respiratoires 1 Mannequin Enfant, lot de 10 voies respiratoires 1 Mannequin Nourrisson, lot de 10 voies respiratoires, housse de transport	€ 599,00
PP-TAKE2-600M-MS	Prestan PAR 2 2 Mannequins Adulte, lot de 20 voies respiratoires 2 Mannequins Nourrisson, lot de 20 voies respiratoires 2 Défibrillateurs de formation UltraTrainer	€ 1.099,00
PP-AM-400M-MSDS	Kit Diversité, pack de 4 mannequins Adulte , moniteur de fréquence, lot de 50 voies respiratoires, housse de transport 2 Mannequins Enfant, peau claire 2 Mannequins Enfant, peau foncée	€ 899,00
PP-CM-400-MSDS	Kit Diversité, pack de 4 mannequins Enfant , moniteur de fréquence, lot de 50 voies respiratoires, housse de transport 2 Mannequins Enfant, peau claire 2 Mannequins Enfant, peau foncée	€ 899,00
PP-IM-400-MSDS	Kit Diversité, pack de 4 mannequins Nourrisson , moniteur de fréquence, lot de 50 voies respiratoires, housse de transport 2 Mannequins Nourrisson, peau claire 2 Mannequins Nourrisson, peau foncée	€ 799,00
PP-AM-2000-1MS	Prestan Mannequin Adulte Connecte 2000 serie , housse de transport, pack de 10 voies respiratoires	€ 289,00
PP-AM-2000-4MS	Pack de 4 Mannequins Adulte Connecte 2000 serie , housse de transport, pack de 50 voies respiratoires.	€ 1099,00
PP-AM-2000-1DS	Prestan Mannequin Adulte, peau foncée Connecte 2000 serie , housse de transport, pack de 10 voies respiratoires	€ 289,00
PP-AM-2000-4DS	Pack de 4 Mannequins Adulte, peau foncée Connecte 2000 serie , housse de transport, pack de 50 voies respiratoires.	€ 1099,00
RPP-AAOK2000-1	Prestan Kit complémentaire , Pour la mise à niveau à Série 2000, pack de 10 voies respiratoires	€ 149,00
RPP-AAOK2000-4	Prestan Kit complémentaire, pack de 4 , Pour la mise à niveau à Série 2000, pack de 50 voies respiratoires	€ 575,00
PP-VALB-10	Poumons série 2000, pack de 10 voies respiratoires	€ 23,00
PP-VALB-50	Poumons série 2000, pack de 50 voies respiratoires	€ 109,00
PP-ACSHIRT-1	Gilet de formation à la RCP pour mannequins Adulte, Enfant, Ultralite	€ 39,50
PP-ACSHIRT-4	Pack de 4, gilet de formation à la RCP, pour mannequins Adulte, Enfant, Ultralite.	€ 149,00

Liste des prix.

PP-ISHIRT-1	Gilet de formation à la RCP, pour mannequin Nourrisson	€ 31,50
PP-ISHIRT-4	Pack de 4, gilet de formation à la RCP, pour mannequin Nourrisson	€ 119,00
PP-KPAD-4	Tapis pour les genoux lors de RCP , lot de 4	€ 49,00
PP-KPAD-12	Tapis pour les genoux lors de RCP, lot de 12	€ 119,95
PP-KPAD-24	Tapis pour les genoux lors de RCP, lot de 24	€ 199,00